



ZIMMER BIOMET

Synovasure® alfa-defenzin kontrollkészlet

Alfa-defenzin kontrollkészlet *in vitro* diagnosztikai használatra

További információért látogasson el a www.cddiagnostics.com oldalra.

MEGNEVEZÉS ÉS RENDELTEZÉS

A Synovasure® alfa-defenzin kontrollkészlet pozitív és negatív kontrollt kínál a Synovasure® alfa-defenzin immunkromatográfiás teszteszközkhöz (ref.: 00-8888-125) vagy egyéb, alfa-defenzin kontrollt igénylő készülékekhez.

A Synovasure® alfa-defenzin kontrollkészlet kizárólag szakmai célra használható.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Az utasítások be nem tartása pontatlan eredményekhez vezethet.
- A Synovasure® alfa-defenzin immunkromatográfiás tesztkészlettel történő használatkor tartsa be a használati utasításban felsorolt biztonsági óvintézkedéseket.
- A készlet egyetlen összetevőjét se nyelje le vagy lélegezze be.
- Az injekciós üvegeket óvatosan nyissa fel. Az injekciós üvegek vákuum alatt vannak.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ANYAGOK ÉS REAGENSEK

REF 00-8888-125-02	Synovasure® immunkromatográfiás tesztkontroll-készlet	Mennyiség
• REF P50026	Pozitív kontroll 0,25 ml 16 µg/ml alfa-defenzin szintetikus synoviális folyadékban, liofilizálva, dugóval ellátott injekciós üvegben	1
• REF P50027	Negatív kontroll 0,25 ml szintetikus synoviális folyadék, liofilizálva, dugóval ellátott injekciós üvegben	1
• REF P50028	Kontrolloldatos üveg 2 ml kontrolloldat puffer – sárgára színezett	1

Megjegyzés: A készlethez tartozó reagensek 2 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolandók. A rehidratált kontrollok ismét lezárhatók, és legfeljebb 2 hétig tárolhatók 2 °C és 8 °C közötti hőmérsékleten.

SYNOVASURE® ALFA-DEFENZIN KONTROLLKÉSZLETTEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

1. A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót.
2. A teszt elvégzése előtt mindig ellenőrizze a lejáratit időt. A készüléket ne használja a dobozra nyomtatott lejáratit idejükön túl. Mindig ellenőrizze, hogy a készlet összetevői nem sérültek-e meg. Amennyiben bármely összetevő megsérült, dobja ki a készletet, és válasszon ki egy új készletet a teszt elvégzéséhez.
3. Válassza ki a pozitív kontrollt tartalmazó csövet, és vegye le a fedelét. Vegye le a fedelet az oldatos üvegről, és adjon hozzá öt (5) teljes csepp oldatot a pozitív kontrollt tartalmazó injekciós üveghez. Helyezze vissza a fedelet a pozitív kontrollt tartalmazó injekciós üvegre, és várjon 10 percet. A cső ujjal való óvatos ütögetésével keverje össze, amíg az oldat teljes mértékben fel nem oldódik. Ne forgassa át a csövet.
4. Ismételje meg a fenti lépéseket a negatív kontroll esetén.
5. A kontrollok előkészítését és oldataik alapos összekeverését követően futtassa a mintákat a Synovasure® alfa-defenzin immunkromatográfiás tesztkészlethez mellékelt használati utasításoknak megfelelően, vagy az alfa-defenzin kontrollt igénylő egyéb alkalmazások esetén érvényesített módon.

A Synovasure® a Zimmer Biomet Holdings Inc., a Zimmer Holdings Inc. vállalat jogutódjának licencelt védjegye.

További információért látogasson el a www.cddiagnostics.com oldalra.



CD Diagnostics, Inc.
650 Naamans Road
Suite 100
Claymont, DE 19703 USA



Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur
Switzerland



M40007B V2.2
Oldalszám: 2/2