

Synovasure® alfadefensin kontrollsett

For *in vitro*-diagnostisk bruk

Gå til www.cddiagnostics.com for ytterligere produktinformasjon.

NAVN OG TILTENKT BRUK

Synovasure® alfadefensin-kontrollsett har en positiv og en negativ kontroll for bruk med Synovasure® alfadefensin lateral flowtestsett (Ref.nr. 00-8888-125) eller andre sett som krever alfadefensinkontroller.

Synovasure® alfadefensin-kontrollsett er bare beregnet på profesjonell bruk.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Dersom disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til unøyaktige resultater.
- Ved bruk med Synovasure® alfadefensin-sett for lateral flowtest må du følge forholdsreglene i bruksanvisningen.
- Ikke svelg eller inhaler noen av settkomponentene.
- Åpne hetteglassene forsiktig. Hetteglassene er under vakuum.

REAGENSER OG MATERIALER SOM FØLGER MED

REF.NR. 00-8888-125-02	Synovasure® alfadefensin-kontrollsett	Antall
• REF P50026	Positiv kontroll 0,25 mL av 16 µg/mL alfadefensin i syntetisk synovialvæske, lyofilisert, hetteglass med topp	1
• REF P50027	Negativ kontroll 0,25 mL syntetisk synovialvæske, lyofilisert, hetteglass med topp	1
• REF P50028	Kontrollrekonstitusjonsflaske 2 mL kontrollfortynningsbuffer – gulfarget	1

Merk: Oppbevar settets reagenser mellom 2 til 30 °C. Rehydrerte kontroller kan få påsatt hette igjen eller oppbevares i opptil 2 uker ved 2 til 8 °C.

PROSEDYRE FOR SYNOVASURE® ALFADEFENSIN KONTROLLSETT

1. Les pakningsvedlegget nøye før du bruker produktet.
2. Kontroller alltid utløpsdatoen før testing. Ikke bruk sett etter utløpsdatoen som er trykt på esken. Sørg alltid for å inspisere settkomponentene for skader. Hvis noen av komponentene er skadet, skal settet kastes og et nytt sett velges for testing.
3. Velg røret som inneholder den positive kontrollen og ta av hetten. Ta av hetten fra rekonstitusjonsflasken og tilsett fem (5) dråper rekonstitusjonsvæske i hetteglasset med positiv kontroll. Sett hetten på den positive kontrollen, og vent 10 minutter. Bland ved å banke forsiktig på røret med fingeren flere ganger til løsningen er grundig oppløst. Unngå å vende.
4. Gjenta fremgangsmåten ovenfor for den negative kontrollen.
5. Når kontrollene er klargjort og løsningene er grundig blandet, kjører du prøvene i henhold til bruksanvisningen i Synovasure® alfadefensin-settet for lateral flowtest eller i henhold til det som gjelder for andre applikasjoner som krever alfadefensinkontroller.

Synovasure® er et lisensiert varemerke for Zimmer Biomet Holdings Inc., etterfølgeren til Zimmer Holdings Inc.

Gå til www.cddiagnostics.com for ytterligere produktinformasjon



CD Diagnostics, Inc.
650 Naamans Road
Suite 100
Claymont, DE 19703 USA



Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur
Switzerland



M40007B V2.2
Side 2 av 2