

Synovasure® komplet sa kontrolama alfa-defenzina

Za *in vitro* dijagnostiku

NAZIV I NAMENA

Synovasure® kontrolni komplet za alfa-defenzin sadrži pozitivnu i negativnu kontrolu namenjenu za upotrebu sa Synovasure® testom lateralnog protoka za utvrđivanje nivoa alfa-defenzina (REF 00-8888-125-01, -05, -10, -30) ili sa drugim kompletima koji zahtevaju kontrole za alfa-defenzin.

Synovasure kontrolni paket za alfa-defenzin je namenjen isključivo profesionalnoj upotrebi.

UPOZORENJA I MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Nepoštovanje uputstava može da dovede do netačnih rezultata testa.
- Prilikom upotrebe Synovasure testa lateralnog protoka za utvrđivanje nivoa alfa-defenzina pridržavajte se mera opreza navedenih u uputstvu za upotrebu.
- Kontrolna boca za rastvaranje u ovom paketu sadrži pufer za razređivanje. Pufer za razređivanje sadrži konzervans koji može da izazove alergijsku reakciju na koži. Izbegavajte udisanje izmaglice ili isparenja. Može da prouzrokuje iritaciju kože, očiju i respiratornih organa. Pogledajte bezbednosni list dostupan na www.cddiagnostics.com.
- Pažljivo otvorite staklene bočice. One su vakuumirane.

OBEZBEDENI REAGENSI I MATERIJALI

REF 00-8888-125-02	Synovasure komplet sa kontrolama alfa-defenzina	Količina
REF P50026	Pozitivna kontrola 0,25 ml alfa-defenzina od 16 µg/ml u sintetičkoj sinovijalnoj tečnosti, liofilizovan; staklena bočica sa čepom	1
REF P50027	Negativna kontrola 0,25 ml sintetičke sinovijalne tečnosti, liofilizovane; staklena bočica sa čepom	1
REF P50028	Kontrolna bočica za rastvaranje 2 ml kontrolnog pufera za razređivanje	1

Napomena: Reagense iz kompleta čuvajte na temperaturi između 2 i 30 °C. Rehidrirane kontrole se mogu začepiti i čuvati do tri (3) nedelje na temperaturi od 2 do 8 °C.

PROCEDURA ZA SYNOVASURE KOMPLET SA KONTROLAMA ALFA-DEFENZINA

1. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre početka korišćenja proizvoda.
2. Pre testiranja, uvek proverite rok trajanja. **NE** koristite komplete po isteku roka trajanja odštampanog na pakovanju. Obavezno proverite da li na delovima kompleta postoje oštećenja. Ako je neki deo kompleta oštećen, bacite komplet i izaberite novi za testiranje.
3. Uzmite bočicu koja sa drži pozitivnu kontrolu i skinite poklopac. Skinite poklopac sa bočice za rastvaranje i dodajte pet (5) kapi tečnosti za rastvaranje u bočicu u kojoj se nalazi pozitivna kontrola. Vratite poklopac na pozitivnu kontrolu, sačekajte 10 minuta. Mešajte lagano udarajući epruvetu prstom dok se rastvor potpuno ne rastvori. Nemojte okretati naopako.
4. Ponovite gorenavedene korake za negativnu kontrolu.
5. Kada pripremite kontrole i kada temeljno promešate njihove rastvore, pokrenite uzorkovanje u skladu sa uputstvima za upotrebu koja se nalaze u Synovasure kompletu za test lateralnog protoka za utvrđivanje nivoa alfa-defenzina ili na način potvrđen u drugim aplikacijama koje zahtevaju kontrole alfa-defenzina.

Synovasure je registrovani zaštitni znak kompanije Zimmer Biomet Holdings Inc., naslednika kompanije Zimmer Holdings Inc.

Dodatne informacije o proizvodu potražite na lokaciji www.cddiagnostics.com

Legenda simbola

 IVD	Medicinsko sredstvo za <i>in vitro</i> dijagnostiku	 EC REP	Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj uniji	 86 °F 30 °C 36 °F 2 °C	Temperaturno ograničenje
	Proverite uputstva za upotrebu		Korisnik		Proizvođač
 NON STERILE	Nesterilno medicinsko sredstvo	 CONTROL +	Pozitivna kontrola	 CONTROL -	Negativna kontrola

